



Set van 7 verschillende types verlichte oorcurettes + loupe - 50 stuks

08/10/2025 21:06:32



Artikelnummer	104783
Prijs excl. BTW	€ 103,85
Prijs incl. BTW	€ 125,66
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Oorcurettes met LED verlichting en loupe. Set van 50 curettes voor alle mogelijke gevallen. Het meest doeltreffende hulpmiddel voor veilig oorsmeer te verwijderen uit het oor. Deze set biedt U een combinatie van veiligheid, een krachtige lichtbron van LED en lensvergroting. Zelfs grote als moeilijk te bereiken oorsmeer kan nu in alle veiligheid en in het grootste vertrouwen verwijderd worden.

LED-licht zorgt voor helder wit licht

Het heldere witte licht is geprojecteerd tot in de top van de curette en geeft zo licht zelf op de minst zichtbare plaatsen van het oorkanaal. Door een beter zicht kunt U accurater werken en is het risico vermeden op beschadiging door blinde curettage met metalen

instrumenten.

Briljante lensvergroting door loupe

Oor curettage vereist meestal drie handen. Een hand om het hoofd schrap te zetten en de gehoorgang te positioneren terwijl u ook nog de curette en een lichtbron moet vasthouden. Met deze oorcurette set is uw probleem opgelost. De verlichte oorcurette zorgt ervoor dat de gehoorgang perfect verlicht is met ook nog een briljante vergroting door de loupe. Met als resultaat een volledige visualisatie en een u kan nauwkeuriger en zorgvuldiger te werk gaan. Zonder kans op beschadiging van de gehoorgang van uw patiënt. De 50 curettes in 7 verschillende modellen zorgen ervoor dat u op elke plaats, hoe moeilijk ook te bereiken, het overbodige serum kan verwijderen. Inhoud van de oorcuretteset:

- Lens
- 50 curettes in 7 verschillende modellen:
 - Lighted AngleLoop
 - Lighted WaveCurette
 - Lighted CeraSpoon
 - Lighted VersaLoop
 - Lighted MicroLoop
 - Lighted FlexLoop
 - Lighted InfantScoop
- Led lichtbron

Afbeeldingen

