



Artikelnummer	078030
Prijs excl. BTW	€ 106,61
Prijs incl. BTW	€ 129,00
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Hèt originele orthopedische kussen voor optimale ondersteuning van uw nek. Maakt een gezonde lighouding mogelijk. Met katoenen overtrek. Het Sissel Classic orthopedisch hoofdkussen is voorzien van een unieke schuin oplopende rand. Het kussen ligt daardoor perfect tegen uw schouder aan en zorgt zo ook bij zijligging voor een ontspannen lighouding en optimale ondersteuning van de wervelkolom. Zo bent u verzekerd van een gezonde nachtrust. Aanbevolen bij (spannings-) hoofdpijn en nekklachten.

- Afmetingen SISSEL CLASSIC standaard: 47 x 33 x 14 cm
- Materiaal: polyurethaan
- Met katoenen overtrek
- Kern wasbaar in handwas
- Schuimdichtheden 56KG/m³
- Overtrek wasbaar op 95 °C