

Sonde 5 (of 8) Mhz voor Doppler foetaal met LCD-kleurenscherm (112171)

08/10/2025 15:19:07



Artikelnummer	112172
Prijs excl. BTW	€ 101,95
Prijs incl. BTW	€ 123,36
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

Sonde vasculair 5Mhz voor [Doppler Foetaal met ref.112171](#)

Vasculaire sonde van 5 Mhz kan zonder probleem aangesloten worden.

Doppler Splenger is bedoeld voor het onderzoek van de foetus en de bloedvaten.