

Artikelnummer	116515
Prijs excl. BTW	€ 6,72
Prijs incl. BTW	€ 8,13
Voorraad	Nog slechts 8 op voorraad

Omschrijving

Sterilisatiezakjes - verschillende afmetingen

Ontworpen voor het gemakkelijk en betrouwbaar verpakken van chirurgische instrumenten.

Voor het verpakken van diverse producten (kompresen, medische instrumenten, enz.) onderworpen aan sterilisatie door stoom, GAS (EO en FO). Het papier voldoet aan de eisen van ISO 11607/EN868. Het is gemaakt van papier 68 g/m² en folie 12 mμPET/38 mμPP, indicatoren voor stoom-, EO- en formaldehyde-sterilisatie. Niet geschikt voor hetelucht-, gamma- en waterstofperoxidesterilisatie.