



Artikelnummer	116513
Prijs excl. BTW	€ 7,22
Prijs incl. BTW	€ 8,74
Voorraad	Nog slechts 6 op voorraad

Omschrijving

Stoomsterilisatortape 19 mm x 50m - 1st

Deze sterilisatie tape kan voor de hete lucht sterilisatie in een sterilisator gebruikt worden.

De indicator tape verandert van kleur wanneer het sterilisatieproces voltooid is. De sterilisatie tape kan voor verschillende verpakkingen te gebruiken. [Deze kan je gebruiken met de sterilisatie rol, klik hier voor meer info.](#)