



Artikelnummer	1401
Prijs excl. BTW	€ 2.648,38
Prijs incl. BTW	€ 3.204,54
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

De Tablet-ECG Cardiomate EVI 10 (incl. laadstation met printer) is een praktische elektrocardiograaf met een intuïtief gebruik.

Uiterst gebruiksvriendelijk:

- 10" kleurenaanraakscherm
- Draagbaar: compact formaat en licht gewicht, gemakkelijk mee te nemen: 1,2 kg en 272,6 x 181,2 x 25,8 mm)
- Batterij met hoge capaciteit, oplaadbaar via het lichtnet of de recorderhouder
- ECG's kunnen direct worden afgedrukt op een printer via het wifi-netwerk of op de recorderhouder

Hoogwaardige technologie:

- Hoge nauwkeurigheid: bemonsteringssnelheid 32.000 Hz
- Pacemakerdetectie en -markering

- Automatische interpretatie (Glasgow) en intervalberekening
- Patiëntinformatie ingevoerd met toetsenbord of barcodelezer
- Weergave van 12 afleidingen (15/18 op optioneel tablet) tegelijk met automatische interpretatie en intervalberekeningen.
- Gegevensexport via wifi of USB-poort in .pdf- of .xml-formaat