



Artikelnummer	3201
Prijs excl. BTW	€ 233,35
Prijs incl. BTW	€ 282,35
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Testkit Easy CRP - QuikRead GO - 50 testen

De testkit Easy CRP voor de QuickRead Go van Aidian gaat de CRP-waarde van uw patiënt na op snelle en correcte wijze. De CRP-testen helpen bij het identificeren van patiënten die baat hebben bij antibiotica en het is waardevol bij het monitoren van de behandeling. De eenvoudig te gebruiken testen kunnen in de buurt van de patiënt gebruikt worden en bieden onmiddellijk resultaat. In combinatie met het werkstation kan iedere arts op een ordelijke en mobiele manier de juiste diagnose te stellen.

Voordelen van de testkit:

- Snelle analysetijd (2 minuten)

- Groot meetbereik (1-200mg/l)
- Ongeopende cuvetten na openen van verpakking:
 - 2-8°C - 6 maanden
 - 18-25°C - 3 maanden
- Opslag bij kamertemperatuur tot +25 °C

Inhoud van de testkit Easy CRP:

- Cuvetten met vloeistof (50 stuks)
- Bloedcollector (50 stuks)
- Reagensdop (50 stuks)
- Houder cuvetten

Afbeeldingen

