



Artikelnummer	122322
Prijs excl. BTW	€ 1.086,40
Prijs incl. BTW	€ 1.314,54
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

De Welch Allyn GS600 onderzoekslamp is speciaal ontworpen voor veeleisende kijkomstandigheden, met de mogelijkheid om de hoeveelheid licht te regelen. De Welch Allyn GS600 onderzoekslamp is verkrijgbaar op een verrijdbaar statief.

De Welch Allyn GS600 onderzoekslamp heeft de nieuwste LED-technologie die een uniek wit en fel licht biedt.

De Welch Allyn GS600 onderzoekslamp heeft een 3-spots LED techniek.

Eigenschappen van de Welch Allyn GS600 onderzoekslamp

- Werkafstand: 50 cm.
- Flexibele zwanenhals.

- Deze lamp is bijzonder geschikt voor chirurgische ingrepen in dokterspraktijken en voor centrale huisartsposten.

Afbeeldingen

