



Artikelnummer	122326
Prijs excl. BTW	€ 2.165,60
Prijs incl. BTW	€ 2.620,38
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

De operatie- en onderzoekslamp GS 900 van Welch Allyn bevat speciale LED-lampen, die over een in de onderzoekstechniek unieke lichtopbrengst beschikken.

De 6 LED-lampen in de Welch Allyn GS900 onderzoekslamp zorgen voor een uniek wit en fel licht.

De Welch Allyn GS900 onderzoekslamp heeft een homogene spot.

De Welch Allyn GS900 onderzoekslamp heeft een contactloze aan-/uitschakelaar en een contactloze intensiteitsregeling. De Welch Allyn GS900 onderzoekslamp heeft een hoge kleurtemperatuur. De lichtopbrengst is 80.000 lux bij een werkafstand van 61 cm en 65.000 lux bij 100 cm. De spotgrootte van de Welch Allyn GS900 onderzoekslamp is 28 cm bij een werkafstand van 61 cm en 23 cm bij 100 cm. De levensduur van

de Welch Allyn GS900 onderzoekslamp is ongeveer 50.000 bedrijfsuren. Bij normale gloeilampen is dit ongeveer 2.000–5.000 bedrijfsuren. Er geldt een garantie van 5 jaar op de verlichting. De Welch Allyn GS900 onderzoekslamp is ideaal voor chirurgische ingrepen, plastische chirurgie, gynaecologie, spoedopnames en intensive care.

Productbeschrijving voor Welch Allyn GS900 onderzoekslamp

De operatie- en onderzoekslamp GS 900 van fabrikant Welch Allyn maakt gebruik van witte LED-lampen als lichtbron. Deze LED-lampen hoeven niet vervangen te worden en leveren een ongekend wit, fel licht. Bovendien verbruiken de LED-lampen beduidend minder energie en produceren ze tegelijkertijd minder warmte. Dat is comfortabeler en kostenbesparend voor u. Met de nieuwe operatie- en onderzoekslamp GS 900 kunt u tijdens een onderzoek of een ingreep het weefsel in een onvervalste kleur zien.

De 6 LED-lampen van de onderzoekslamp GS 900 zijn gevat in een grote verlichtingskop met 2 handgrepen.

De operatie- en onderzoekslamp GS 900 van Welch Allyn is speciaal ontwikkeld voor chirurgische ingrepen, plastische chirurgie, gynaecologie, spoedopnames en intensive care. Dankzij de hoge kleurtemperatuur, de indrukwekkende lichtopbrengst en de buitengewone manoeuvreerbaarheid is de GS 900 ideaal voor kleinere ingrepen en onderzoek in elk medisch vakgebied.

Lichtspecificaties voor Welch Allyn GS900 onderzoekslamp

- aantal LED-lampen: 6 witte LED's
- kleurtemperatuur: 5.500 K
- lichtintensiteit van de onderzoekslamp: 80.000 lux bij 61 cm, en 65.000 lux bij 100 cm
- spotgrootte: 28 cm bij 61 cm (24 inch), en 23 cm bij 100 cm (40 inch)

Elektronica voor Welch Allyn GS900 onderzoekslamp

- stroomvoorziening: ingang: 100-240 V, ~ 50-60 Hz, ?1,00 A
- voedingskabel: 3-aderig snoer van 8 AWG, lengte 2,5 m
- bedieningsfuncties: contactloze bediening voor aan/uit

Afmetingen voor Welch Allyn GS900 onderzoekslamp

- reikwijdte plafond: 175 cm
- lampafmetingen: 34,9/45,8/10,2 cm(hoogte/breedte/diepte)

Afbeeldingen

