



Artikelnummer	3202
Prijs excl. BTW	€ 125,48
Prijs incl. BTW	€ 151,83
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Werkstation QuikRead GO

Het QuikRead GO werkstation van Aidian is het perfecte hulpmiddel voor het veilig opslaan en vervoeren van staalafnames en testkits van Aidian. Voor extra bescherming kan de compacte opbergdoos worden afgesloten met een semi-transparant deksel. Eenmaal de staalafnames correct afgesloten zijn kunt u de niet-verwerkte test tot twee uur (niet-gekoeld) bewaren. Zo kan u op verplaatsing de testen afnemen en op de praktijk de testen analyseren. Er kunnen tot 4 staalafnames beveiligd opgeborgen worden.

Voordelen werkstation:

- Compact werkstation voor een efficiënte en overzichtelijke workflow

- Compatibel met alle Aidian testsets
- Verhoogde veiligheid tijdens analyse en transport

Eigenschappen:

Kleur: Blauw Materiaal: Kunststof

Afbeeldingen

