

Artikelnummer	6700-M
Prijs excl. BTW	€ 40,68
Prijs incl. BTW	€ 49,22
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

De ANNET doktersjas voor dames van De Berkel is speciaal ontworpen voor vrouwelijke professionals in de zorg- of medische sector. Deze witte doktersjas combineert een verzorgde uitstraling met comfort en gebruiksgemak – ideaal voor een drukke werkdag in een ziekenhuis, praktijk of laboratorium.

Elegante pasvorm

De jas heeft een vrouwelijke snit die mooi aansluit zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Dankzij de lange mouwen biedt deze jas optimale bedekking en bescherming, terwijl het opstaande boordje zorgt voor een moderne, nette look. Met een verdeckte drukknopsluiting oogt de jas strak en professioneel. De ANNET jas is voorzien van meerdere handige zakken: één borstzak en twee heupzakken, ideaal voor het opbergen van een smartphone, sleutels of andere benodigdheden tijdens het werk.

Hoogwaardige en onderhoudsvriendelijke stof

Deze doktersjas is gemaakt van een duurzame mix van 65% polyester en 35% katoen, wat zorgt voor een stevige, kleurvaste stof die industrieel wasbaar is. Bovendien is de jas bestand tegen strijktemperaturen tot 200 °C en geschikt voor normaal drogen, wat hem perfect maakt voor dagelijks intensief gebruik.

- Stijlvolle damespasvorm met lange mouwen
- Moderne uitstraling dankzij opstaand boordje

- Verdekte drukknoopsluiting
- 1 borstzak en 2 heupzakken
- Industrieel wasbaar en eenvoudig te onderhouden
- Materiaal: 65% polyester – 35% katoen
- Kleur: wit