



Artikelnummer	264482
Prijs excl. BTW	€ 37,77
Prijs incl. BTW	€ 45,70
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Eucerin Anti-Pigment Duo Serum is een krachtig serum dat effectief donkere vlekken, zoals pigmentvlekken en zonnevlekken, vermindert en voorkomt dat ze terugkeren. Dit serum is speciaal ontwikkeld om hyperpigmentatie te bestrijden en zorgt voor een egale, stralende huid.

Oorzaken van hyperpigmentatie

De zon, hormonale invloeden en veroudering kunnen allemaal hyperpigmentatie veroorzaken. Dit resulteert in donkere vlekken die de huid een ongelijkmatige uitstraling geven. Eucerin Anti-Pigment Duo Serum helpt deze vlekken zichtbaar te verminderen voor een egalere huidbeeld.

Snel resultaat

Binnen 14 dagen van dagelijks gebruik zijn de eerste zichtbare resultaten al merkbaar. Het serum biedt een snelle en effectieve oplossing voor een stralende huid zonder onregelmatige vlekken.

Unieke formule met Thiamidol en hyaluronzuur

Het Eucerin Anti-Pigment Duo Serum bestaat uit twee compartimenten:

- Lichte emulsie met Thiamidol: Dit gepatenteerde ingrediënt vermindert de melanineproductie en pakt de bron van hyperpigmentatie aan.
- Transparante gel met geconcentreerd hyaluronzuur: Hydrateert de huid intensief en vermindert het verschijnen van fijne lijntjes en rimpels. Dit licht geparfumeerde serum kan zowel 's ochtends als 's avonds worden gebruikt. Voor het beste resultaat, gebruik het serum twee keer per dag in combinatie met andere Eucerin Anti-Pigment producten.

Afbeeldingen

