



Artikelnummer	264381
Prijs excl. BTW	€ 8,18
Prijs incl. BTW	€ 9,90
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Eucerin Hyaluron-Filler Hyaluronzuur Intensief Masker voor alle huidtypes. Een anti-aging gezichtsmasker voor onmiddellijke hydratatie. Het vermindert fijne lijntjes en de huid voelt gehydrateerd, frisser, stralender en jonger aan.

Anti-aging gezichtsmasker

In slechts 5 minuten hydrateert dit innovatieve gezichtsmasker de huid en vermindert het fijne lijntjes.

Maakt de buitenste huidlagen glad & hydrateert

Hyaluron-filler Hyaluronzuur Intensief Masker op basis van hoog- en laagmoleculair Hyaluronzuur. Hoogmoleculair Hyaluronzuur verbetert de hydratatie en maakt de buitenste huidlagen glad, terwijl laagmoleculair Hyaluronzuur, dat 40 keer fijner is, dieper doordringt in de epidermale huidlagen waar de diepere rimpels ontstaan. Het masker zelf is gemaakt van biocellulose, een biologisch afbreekbaar materiaal van natuurlijke

oorsprong, dat eenvoudig aan te brengen is, perfect op de gezichtscontouren past zonder te glijden, en zo comfortabel is dat het als een tweede huid aanvoelt. Dit hydraterende anti-aging gezichtsmasker met klinisch en dermatologisch bewezen werking verkoelt de huid, vermindert fijne lijntjes en laat de huid er frisser, stralender en jonger uitzien. Het masker is geschikt voor alle huidtypes, ook voor de gevoelige huid. Resultaat: De huid ziet er minder vermoeid en minder gestrest uit.