



Artikelnummer	016250
Prijs excl. BTW	€ 45,23
Prijs incl. BTW	€ 54,73
Voorraad	Nog slechts 5 op voorraad

Omschrijving

Gezondheidswerkers, artsenpraktijken, tandartsen, ziekenhuizen ... zullen in staat zijn om vervuilde instrumenten te reinigen en te ontsmetten met deze instrumentenreinigingsbak in perfecte omstandigheden, en dus de desinfectiecyclus veilig uitvoeren. Deze instrumentenreinigingsbak is uitgerust met een hard deksel en een mandbekleding, polypropyleen, zeer resistent materiaal. Met het mandje kunnen alle soorten medische en chirurgische instrumenten worden verzameld en vervoerd. Hiermee kunnen instrumenten gemakkelijk worden uitgenomen, gespoeld en gedroogd zonder in aanraking te komen met de handen.

Deze niet-gleufvormige instrumentenreinigingsbak met mand is bij uitstek geschikt voor radicale ontsmetting door onderdompeling.

De instrumentenreinigingsbak is bestand tegen zure desinfectieproducten en vergemakkelijkt het reinigen. De instrumentenreinigingsbak, met omhullende beschermhoes is autoclaveerbaar bij 134 ° C, in 18 minuten. Afmetingen: L 29,5cm x B 20cm x H 13cm

Afbeeldingen

