



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 3961L                     |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 6,69                    |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 8,09                    |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 9 op voorraad |

## Omschrijving

Lenor Unstoppables 224gr.

- Een langdurige frisse explosie
- Wasparfum met technologie voor neutralisering, blokkering en bedekt slechte geurtjes
- Pas de geurintensiteit aan door de hoeveelheid kralen te kiezen die je wilt gebruiken
- Doe de parels direct in het lege wasgoed, voordat je de was vult
- Fles van 100% gerecycled kunststof, zonder schroefdop, dosering en etiket. Volledig recyclebaar, zonder etiket