



Artikelnummer	010476
Prijs excl. BTW	€ 14,86
Prijs incl. BTW	€ 17,98
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Universele inox muurhouder ZONDER elleboogbediening voor 500 ml flacons, schuin model.

Past in elk interieur

De muurdispenser heeft een neutraal design in inox, waardoor deze past in elk interieur. De dispenser is perfect voor thuis zoals in de keuken of badkamer en op openbare plaatsen zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen, wachtzalen, praktijkruimtes, hotels, restaurants, luchthavens, etc. De dispenser is gemakkelijk aan een wand of muur te bevestigen (Bevestigingsmateriaal niet mee geleverd).

Muurhouder voor 500 ml flessen

Met het gebruik van de muurdispenser creëert u een hygiënische en nette ruimte. U hoeft de fles niet steeds te verplaatsen want u kan ze nu een vaste plaats geven in uw ruimte. De muurhouder kan gebruikt worden voor 500 ml flessen met pomp zoals Aniosgel, Anios zeep, Sterillium en Baktolin. Bij het gebruik van handontsmetting wordt

de muurhouder vaak bij het binnenkomen van de ruimte bevestigd. Zodat de handen kunnen gedesinfecteerd worden voordat de ruimte betreden wordt. Muurdispensers gevuld met zeep worden dan vaak gebruikt in sanitaire ruimtes naast de wastafel.

Kenmerken muurhouder

- Geschikt voor: Aniosgel, Sterillium, Baktolin, Aniosafe Manuclear, ...
- Gemaakt van kwalitatieve inox
- Kan bevestigd worden met schroeven (niet mee geleverd)
- Levering zonder fles en doseerpomp

Onze andere dispensers in plastic voor 500 ml flessen vindt u [hier](#) terug.