



Artikelnummer	010523
Prijs excl. BTW	€ 9,65
Prijs incl. BTW	€ 11,68
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Peha-fresh is een krachtige ontgeurder voor langdurige luchtverfrissing in klinieken, praktijken en thuisomgevingen. De spray neutraliseert ongewenste geuren en verspreidt een aangename, frisse geur.

Voordelen van Peha-fresh

- Effectieve geurverdrijving: Sluit hinderlijke geuren in en laat een frisse geur achter.
- Langdurige werking: Zorgt voor een aanhoudend fris resultaat.
- Milieuvriendelijk: Bevat een drijfgas dat vriendelijk is voor het milieu.
- Veelzijdig gebruik: Geschikt voor gebruik in wachtkamers, afdelingen, operatiezalen, dagverblijven en bij incontinentiezorg.

Toepassing

Peha-fresh is ideaal voor snelle luchtverfrissing in medische en zorgomgevingen, maar

ook perfect inzetbaar voor thuisgebruik.