



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 1138                         |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 15,50                      |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 18,76                      |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 1 op<br>voorraad |

## Omschrijving

Ontdek nu de sportdrinkfles in verschillende kleuren van roestvrij staal (500ml). De 500 ml thermosfles met schroefdop is ideaal voor het behouden van de perfecte temperatuur van je dranken. Het dubbelwandige roestvrijstalen ontwerp houdt je drankjes tot 24 uur koud en 12 uur warm. Duurzaam en lekvrij Dankzij de luchtdichte schroefdop kun je de fles zonder zorgen meenemen in je tas of rugzak. Het robuuste, schokbestendige, en krasbestendige roestvrij staal is veilig voor dagelijks gebruik. Compact en milieuvriendelijk Met een herbruikbaar en makkelijk schoon te maken ontwerp is deze fles de ideale keuze om het gebruik van wegwerpplastic te verminderen. Perfect voor sport, werk en onderweg. Kenmerken

- 500 ml capaciteit
- Dubbelwandig roestvrij staal
- Luchtdichte schroefsluiting
- Eenvoudig schoon te maken en herbruikbaar