

STABIMED fresh - Ontsmettingsmiddel voor instrumenten - 1 liter

08/10/2025 14:24:21



Artikelnummer	01610
Prijs excl. BTW	€ 18,80
Prijs incl. BTW	€ 22,75
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

STABIMED fresh - ontsmettingsmiddel voor instrumenten - 1 liter is geschikt voor de reiniging en desinfectie van zowel invasieve als niet-invasieve medische hulpmiddelen. STABIMED fresh

De oplossing heeft een frisse, aangename geur en biedt snelle en kostenefficiënte werking. Het is vrij van aldehyden, fenolen, guanidiniumverbindingen en quaternaire ammoniumverbindingen. De effectieve werkconcentraties zijn laag:

- 1% concentratie gedurende 5 minuten
- 0,5% concentratie gedurende 15 minuten

Kenmerken

- Concentraat voor het reinigen en desinfecteren van instrumenten
- Reiniging en ontsmetting in één stap
- Voor thermostabiele instrumenten en apparaten van metaal, glas en keramiek
- Ook geschikt voor gebruik in een ultrasoon bad
- Hoge reinigingskracht
- Breed werkzaam spectrum
- Zeer economisch in gebruik
- Doeltreffend tegen bacteriën, schimmels, omhulde virussen en polyoma- en adenovirussen
- Handmatige voorreiniging kan achterwege worden gelaten
- Aldehyde vrij

Inhoud: 1 liter

Afbeeldingen

