



Artikelnummer	S1007
Prijs excl. BTW	€ 4,78
Prijs incl. BTW	€ 5,78
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Deze Swash Antiseptic Cap is geïmpregneerd met een 2% oplossing van Chlorhexidine Digluconaat (CHG) en zorgt voor een snelle, effectieve en veilige haarontsmetting zonder naspoeien. Binnen 1 minuut worden schadelijke bacteriën en micro-organismen op het haar en de hoofdhuid gedood. De actieve stof zorgt bovendien voor een langdurige dekolonisatie.

Dankzij de bijgeleverde oog- en oorbeschermer wordt contact met gevoelige zones voorkomen. Ideaal voor gebruik in ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorginstellingen.

Belangrijkste kenmerken:

- Actieve stof: Chlorhexidine Digluconaat 2% w/w
- Rinse-free antiseptische haarwas
- 100% geurvrij met neutrale geur
- Dermatologisch getest
- Bevat verzorgende ingrediënten, zoals vitamine E en glycerine
- pH-huidneutraal en hypoallergeen
- Vrij van formaldehydevrijmakers
- Kan opgewarmd worden voor extra comfort
- Gemaakt in Nederland via een volledig geautomatiseerd productieproces
- Productie in cleanroom-omgeving voor optimale kwaliteit

Afbeeldingen

