

Tork H2 handdoekdispenser - Tafelmodel - Zwart - 11,6 x 21,8 x 32,3cm

08/10/2025 18:37:22



Artikelnummer	164140ZW
Prijs excl. BTW	€ 64,93
Prijs incl. BTW	€ 78,57
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Tork H2 handdoek dispenser tafelmodel wit - 11,6 x 21,8 x 32,3 cm. Voor een beter hygiëne (Handdoekjes niet mee geleverd) De Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser uit de Tork Elevation-lijn vormt een geweldig alternatief voor een stapel losse handdoeken op het aanrecht in de sanitaire ruimte. Tork Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt op uw bezoekers.

Verminderd verbruik en verhoogd de hygiëne

Door het Vel-voor-vel-systeem verminderd dit het verbruik en verhoogd de hygiëne. Mooier uiterlijk en betere hygiëne in plaats van die stapel papieren handdoeken. Ideaal in gebruik met een oppervlaktedesinfectiemiddel. Spray & veeg met deze handdoekjes = oppervlakte is ontsmet.

Ideaal voor kleine ruimten

Dankzij het compacte formaat is de dispenser ideaal voor kleine ruimten of wanneer er geen ophangmogelijkheden zijn. Eenvoudig onderhoud dankzij de vul indicator die aangeeft wanneer er bijna bijgevuld moet worden.

Kies een vulling die bij uw tafeldispenser H2 past

1. ref. 164151: Tork Premium towell interfold - 2l - 34 x 21 cm - 21 x 100 stuks of
2. ref. 164010: W-gevouwen handdoekjes - 2 l - 32 x 20,3 cm - 20 x 150 stuks (Eigen merk)