

Tork T3 Premium Toiletpapier

- Soft Folded - 2 laags - 30 x
252 stuks

08/10/2025 19:05:07



Artikelnummer	164201
Prijs excl. BTW	€ 90,87
Prijs incl. BTW	€ 109,95
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Dit gevouwen toiletpapier zorgt voor een hygiënische vel-voor-vel-dosering die het afval en de onderhoudskosten vermindert. Dit zachte, gevouwen toiletpapier biedt een superieur gevoel en stijl in combinatie met prestaties. Dit systeem is geschikt voor locaties met een klein tot middelmatig aantal bezoekers, vooral in de gezondheidszorg en in horecagelegenheden.

- Vel-voor-vel-dosering: hygiënisch en vermindert het verbruik en afval
- Zacht tissue met goede helderheid dat een geweldige indruk maakt
- Eenvoudig bij te vullen: Flexibel bij te vullen

Kies de dispenser die bij uw vulling past:

- ref.164202 - [Tork dispenser T3](#) - Voor gevouwen Toiletpapier in zwart of wit

Productgegevens:

- T3 - Gevouwen toiletpapier systeem
- Uitgevouwen: 19 x 11 cm
- Gevouwen: 9.5 x 11 cm
- 2-laags
- Geen print
- Kleur: wit

Afbeeldingen

