

Tork T3 Toiletpapierdispenser

- Folded - 16 x 27 x 13cm -

Zwart

08/10/2025 17:21:40



Artikelnummer	164202ZW
Prijs excl. BTW	€ 49,38
Prijs incl. BTW	€ 59,75
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

De Tork Gevouwen Toiletpapier Dispenser uit de Elevation-lijn is ideaal voor locaties met een klein tot middelgroot aantal gebruikers. Hij biedt verbeterde hygiëne met de vel-voor-vel-dosering, waardoor uw gasten alleen het vel aanraken dat zij zelf gebruiken. Tork Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt op uw gasten.

- De dispensers zijn eenvoudig en flexibel aan te vullen en leveren minimale afval
- Het smalle ontwerp bespaart ruimte

Kies een vulling die bij uw dispenser T3 past:

- ref.164201 - [Tork Soft Folded Toilet Paper Premium](#) 30 x 252 stuks
 - Dit gevouwen toiletpapier zorgt voor een hygiënische vel-voor-vel-dosering die het afval en de onderhoudskosten vermindert. Dit zachte, gevouwen

toiletpapier biedt een superieur gevoel en stijl in combinatie met prestaties.

Productgegevens:

- T3 - Gevouwen toiletpapier systeem
- Materiaal: Plastic
- Afmetingen: 271 x 159 x 128 mm
- Verkrijgbaar in wit of zwart