

Coban Zelfklevende steunwindel - 5cm x 4,5m - Huidskleur

08/10/2025 14:38:48



Artikelnummer	000384
Prijs excl. BTW	€ 1,94
Prijs incl. BTW	€ 2,35
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Coban: Elastische cohesieve windel

Eigenschappen en voordelen

- Elastische cohesieve windel (kleeft op zichzelf)
- Licht
- Laat de huid ademen
- Blijft goed ter plaatse
- Behoudt dezelfde compressie tijdens de gehele draagtijd

Mogelijke toepassingen

- Fixatie van verbanden bij patiënten waarbij de huid geen kleefstof kan verdragen
- Compressie

- Fixatie van spalken, ter plaatse houden van gipsen
- Steunverband, orthopedische letsels