



Artikelnummer	073005
Prijs excl. BTW	€ 187,06
Prijs incl. BTW	€ 226,34
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Gelostretch is een gebruiksklaar zinkverband dat in de lengte en in de breedte rekbaar is. Om deze redenen kan dit zinkverband zelfs bij moeilijke anatomische vormen met doorlopende zwachteltoeren worden aangelegd, zonder dat er plooien of insnoeringen ontstaan. Gelostretch kan zonder handschoenen worden gebruikt. Gelostretch is perfect modelleerbaar en het droogt snel.

Kenmerken Gelostretch

- Gebruiksklaar zinkverband voor semi-rigide permanent verband
- Van 76% viscose, 24% katoen
- Met een op hydroxyethylcellulose gebaseerde zink gel massa
- In de lengte en breedte rekbaar, geen terugkerend vermogen
- Gebruiksklaar geïmpregneerd
- Kan zonder handschoenen worden gebruikt

- Goed modelleerbaar
- Snel drogend
- Semi-rigide
- Latexvrij
- Gelatinevrij
- Na het drogen bijzonder duurzaam
- 10 stuks

Toepassingen

Gelostretch zinkverband is geschikt voor drukverbanden bij flebologische indicaties, zoals bijvoorbeeld chronische, veneuze insufficiëntie, bij tromboflebitis of flebotrombose en voor steun- en ontlastingsverband bij verstuikingen en ontwrichtingen. Ook kan het zinkverband worden gebruikt voor vervolgbehandeling na verwijdering van gipsverband en vermindering van een post- traumatische oedeem.