



Artikelnummer	053000
Prijs excl. BTW	€ 33,51
Prijs incl. BTW	€ 40,55
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Het UFS-systeem is een innovatief ontwikkeld, ready-to-use, wegwerpbaar spalkmateriaal gemaakt van kurk en toepasbaar binnen een breed indicatiegebied.

Door de unieke eigenschappen zijn de spalken geschikt voor immobilisatie gedurende de gehele behandelduur van de patiënt.

Het systeem is comfortabel, makkelijk en snel in gebruik, stofvrij en volledig röntgendoorlaatbaar. Te gebruiken in combinatie met een katoenen kous en eventueel polsterwatten. Indien noodzakelijk op maat bijknippen en vervolgens fixeren met een windel (vb. coban). Voor zowel de bovenste extremiteiten (hand, pols, elleboog en schouder) als onderste extremiteiten (enkel en knie).