



Lastodur Elastische compressiewindel - Lange rek - 6cm x 7m - per stuk

08/10/2025 17:26:58

Artikelnummer	074960
Prijs excl. BTW	€ 9,28
Prijs incl. BTW	€ 11,23
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Lastodur[®] Strong - Voor sterke compressie, met een rekbaarheid van ca. 180%

De duurzame elastische lange rek zwachtel voor sterke compressie.

Duurzame elastische lange rek zwachtel met goede aanpasbare druk voor een soepel en goed houdbaar verband, zoals alle verbanden met lange rek in rusttoestand te verwijderen.

- Ademend en huidvriendelijk
- Slijtvast
- Wasbaar op 60 °C en steriliseerbaar (stoom op 134°C)
- Huidskleur
- Met verbandklemmen

Als steun-en ontlastingsverband bij letsels aan het houdings-en bewegingsapparaat en als sportverband.