



Artikelnummer	050801
Prijs excl. BTW	€ 76,47
Prijs incl. BTW	€ 92,53
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Fix walker TD zonder scharnier. Dankzij de metalen, laterale en anatomische gevormde versterking wordt alles strikt op zijn plaats gehouden.

Brede zool voor een maximale stabiliteit

- De vormgeving van de zool ondersteunt de stapbeweging.
- Vervormbare versterkingen voor de ideale pasvorm.
- Lichtgewicht materialen voor meer comfort.
- Aanpasbare, laterale staanders voor de ideale pasvorm.

Beschikbaar in verschillende afmetingen

<u>Schoenmaat</u>	<u>Maat</u>
-------------------	-------------

< 35	X-Small
35 - 38	Small
39 - 43	Medium
44 - 47	Large
> 47	X-Large