



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 050290                       |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 34,00                      |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 41,14                      |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 4 op<br>voorraad |

## Omschrijving

Een synthetisch gipsverband voor een rigide immobilisatie. Veilig, schoon en snel aan te brengen. Het combineert de voordelen van een verhoogd comfort en een verhoogde mobiliteit.

Het verband bestaat uit een gebreid glasvezelnetwerk met een gepatenteerd hars voor het gebruiksgemak.

### Eigenschappen

- Eenvoudig aan te brengen
- Uitstekend modelleerbaar
- Licht en comfortabel
- Duurzaam
- Witte kleur

Voor een rigide immobilisatie