



Artikelnummer	050502
Prijs excl. BTW	€ 55,00
Prijs incl. BTW	€ 66,55
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Soepel synthetisch gipsverband voor functionele stabilisatie. Het semi-rigide Soft Cast 3M gipsverband verleent de noodzakelijke functionele stabiliteit en veerkrachtige steun bij de behandeling van zowel fracturen als zachte weefselverwondingen.

De Soft Cast 3M helpt het risico van spieratrofie en stijve gewrichten te verminderen.

Met het verband Soft Cast 3M kan de geneesheer zelf de benodigde stabiliteit ter hoogte van de verwonding bepalen, waarbij de rest van het ledemaat zo normaal mogelijk blijft functioneren. Het Soft Cast 3M gipsverband is beschikbaar in het wit.

Afbeeldingen

