



Artikelnummer	075178
Prijs excl. BTW	€ 58,73
Prijs incl. BTW	€ 71,06
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

WIL ONDERSTAANDE AFMETINGEN DOORGEVEN VOOR DE JUISTE MAATBEPALING

- Omtrek van de enkel
- Omtrek ter hoogte van het dikste van de kuit
- Omtrek ter hoogte van de knieholte
- De lengte van op de grond tot aan de knieholte
- Kous met open of gesloten teen
- Gewenste kleur

VenoTrain[®] soft - De zachte compressiekous met een sterke werking VenoTrain[®] Soft biedt door zijn fijnmazige, huidvriendelijke breiwerk bijzonder aangename draageigenschappen. De speciale bewerking zorgt voor het SoftVital-Effect: de huid wordt zacht gemasseerd en de bloedcirculatie gestimuleerd. De aderen worden gecomprimeerd en gemasseerd.

- Ter voorkoming van spataders
- Masseert en stimuleert
- In confectie en maatwerk

De beenmasseur

Na operaties of bij zwakke aders helpen therapeutische compressiekousen om het bloed weer in de richting van het hart te vervoeren en daardoor de vorming van spataders te vermijden. Daarnaast verwent VenoTrain[®] Soft de benen met een massage. Zijn speciale werking geeft een aangenaam draaggevoel en stimuleert de doorbloeding.

Duurzaam en huidvriendelijk

VenoTrain[®] Soft is in drie verschillende kleuren en veel verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. De modellen zijn onderhoudsarm en gaan lang mee.

Bijzondere eigenschappen van VenoTrain[®] Soft

- Vitaliserend materiaal - Huidvriendelijk breiwerk
- Veelzijdig - Voor hem en haar
- Ideaal voor postoperatieve verzorging
- Grote stabiliteit - Lange levensduur