



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 075128                       |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 6,58                       |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 7,96                       |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 1 op<br>voorraad |

## Omschrijving

VenoTrain® Wasnet - Onverslijtbaar waszakje

## VenoTrain wasnet beschermt uw compressiekous!

Veilige bescherming voor de machinewas: het zakje met ritssluiting, van duurzame en bijzonder fijnmazige stof, helpt bij het sorteren van de was en beschermt uw compressiekous.

- Bescherming die de prijs waard is
- Onverslijtbaar
- Voor 1-2 paar kousen