



Afneembare fietsmand voor bagagedrager - Zilver - 46 x 34 x 25cm - Inclusief bagagedragerplaat MIK

08/10/2025 14:54:33



Artikelnummer	140619
Prijs excl. BTW	€ 140,88
Prijs incl. BTW	€ 170,46
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Fietsmand blauwzilver afneembaar voor op bagagedrager - 46 x 34 x 25 cm - Inclusief Bagagedragerplaat/carrierplaat MIK

Innovatieve fietsmand voor op de bagagedrager

Op zoek naar een innovatieve fietsmand die past bij jouw (elektrische) fiets? De Basil Cento Tech Fiber Nordlicht MIK in de kleur blauwzilver is de volgende generatie in fietsmanden. Gemaakt van een unieke combinatie van materiaal: lichtgewicht aluminium en Textonile. Textonile is een gewoven stof die je misschien wel kent van moderne

outdoor meubelen. Bijzonder aan dit materiaal is dat de mand daardoor weersbestendig, vormvast en kleurvast is. De bodem van de mand heeft een extra afdekmat en een band met kliksluiting om je waardevolle spullen te zekeren. Zo zet je tijdens het fietsen bijvoorbeeld je verpleeg/dokterstas of laptopstas vast in de mand. Wel zo veilig! Voor jouw veiligheid op de fiets is de mand voorzien van geïntegreerde LED-strip*. Zo val je in het donker beter op. De LED-verlichting werkt op [2x AAA batterijen](#) (apart verkrijgbaar). * Nordlicht Technology kun je gebruiken als een aanvullende verlichting en treedt op geen enkele wijze in de plaats van de wettelijk vereiste fietsverlichting. Voor het gebruik van alle verlichting dien je te allen tijde de wettelijke regels met betrekking tot fietsverlichting van het land op te volgen.

Eenvoudige bevestiging van de fietsmand

Je bevestigt de mand eenvoudig dankzij de voorgemonteerde MIK-adapterplaat. Met deze adapterplaat klik je de mand eenvoudig in jouw bagagedrager met MIK-profielen of een MIK-bagagedragerplaat. Wil je de mand meenemen het kantoor of de winkel in? Dan klik je de mand er net zo gemakkelijk weer af. De MIK-adapterplaat past op veel bagagedragers, dames-, heren-, en de elektrische fiets.

Eigenschappen:

- Afmetingen: 46 x 34 x 25 cm
- Kleur: blauwzilver
- Design afneembaar fietsmand voor achteraan op de fiets
- Gemaakt van innovatief Textonile materiaal.
- Weersbestendig, vormvast en kleurvast is.
- Geleverd inclusief voor gemonteerde MIK-adapterplaat, zodat de mand op bijna elke bagagedrager past en gemakkelijk afneembaar is.
- Beter zichtbaar in het donker dankzij de geïntegreerde LED-verlichting.

Met de MIK carrierplaat maak je je bagagedrager (10 – 17 cm breedte) geschikt voor MIK. De MIK adapterplaat maakt het mogelijk allerlei accessoires van meerdere merken 1 seconde te bevestigen en mee te nemen. Fietsmanden, fietskratten en fietstassen, je klikt ze eenvoudig op je (elektrische) fiets met MIK carrierplaat. Boodschappen doen met een mandje? Klik. Eigenschappen:

- De MIK Carrier Plate is onder andere geschikt voor fietsmanden van het merk Basil.
- Je gebruikt de bagagedragerplaat achterop de bagagedrager van een (elektrische) dames- of herenfiets.
- De MIK Carrier Plate is perfect te gebruiken in combinatie met fietsaccessoires die beschikken over een MIK Adapterplate.

- Geschikt voor dragers met een breedte van 10 -17 cm.

Afbeeldingen

