



Artikelnummer	190160
Prijs excl. BTW	€ 69,33
Prijs incl. BTW	€ 83,89
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Lagedrukpomp voor antidecubitus KIT referentie [190140](#)

Technische kenmerken Alternating pomp

- Voeding : 230V 50 Hz
- Druk: 50-105 mmHg (2psi)
- Voedingskabel: 3 m
- Luchtafgifte: 5-6 l / min
- Cyclustijd: 6 minuten
- Afmetingen: L 25 cm x B 13 cm x H 9,5 cm
- Gewicht: 1,6 kg