



Artikelnummer	28580
Prijs excl. BTW	€ 495,00
Prijs incl. BTW	€ 598,95
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Alternerende matras met pomp - voor intensieve zorg

Professionele wisseldrukmatras met pomp, ideaal voor het voorkomen en behandelen van doorligwonden bij patiënten met een hoog risico.

- Stil en energiezuinig
- Wisselende drukverdeling bevordert de doorbloeding
- Vermindert pijn en voorkomt huidbeschadiging
- Visuele alarmen voor extra veiligheid
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel

De matras werkt met een cyclus van ca. 12 minuten waarin luchtcellen afwisselend worden opgeblazen en leeggelaten. Dit vermindert langdurige druk, ondersteunt

natuurlijke bewegingen en verlicht de werklust van zorgverleners.

Kenmerken

Matras

- 200 x 86 x 21cm
- Nylon PU hoes met katoenen voering
- 20 cellen
- maximum gewicht is 160kg

Pomp

- 30 x 13.5h x 11cm
- 1 cyclus om de 12 minuten
- debiet 8/l min