



Artikelnummer	3716
Prijs excl. BTW	€ 10,90
Prijs incl. BTW	€ 13,19
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De AutoDrop is een innovatieve oplossing voor het toedienen van oogdruppels, ontworpen om zowel voor zorgprofessionals als particulieren het proces veiliger en eenvoudiger te maken.

Precieze positionering van het oog

De oogdruppelhulp heeft een speciaal punt waar u uw blik op richt. Hierdoor komt uw oog in de ideale positie om de druppels toe te dienen.

Veilig en Pijnloos

De AutoDrop zorgt ervoor dat het onderste ooglid open blijft, wat het proces zowel veilig

als pijnloos maakt.

Nauwkeurige Dosering

Dankzij de hulp krijgt u precies de juiste hoeveelheid oogvloeistof toegediend, zonder verspilling. Wordt verkocht per stuk.

Afbeeldingen

