



Artikelnummer	140321ZW
Prijs excl. BTW	€ 190,80
Prijs incl. BTW	€ 230,87
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Verpleegtas/Dokterstas Bollmann Medicare - nylon

De Bollman Medicare heeft een verstelbare draagband, met een extra comfortabele dubbele handgreep.

- Tas met minimaal eigen gewicht.
- Zeer handzaam.
- Bodem met een variabele vakindeling, transparant deksel met magneetsloten.
- Het deksel van de tas heeft ruime vakken voor ampullen, formulierenmap en diverse vlakke materialen .
- Vervaardigd uit duurzaam sterke Polymousse.

Afmetingen : 46 x 12 x 33cm