



Artikelnummer	140099ZW
Prijs excl. BTW	€ 212,35
Prijs incl. BTW	€ 256,94
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Verpleegtas/Dokterstas Bollmann Practicus - nylon

Bollmann Practicus: een praktisch en moderne artsentas met aluminium frame.

Moderne lichtgewicht, lederen artsentas met stevige beugelsluiting en slot. Ruime opbergmogelijkheden met uitneembare en variabele vakindeling.

- Lichtgewicht (1900g)
- Aluminium frame
- Grote opslagruimte
- Modulaire en verwijderbare compartimenten
- Wasbare voering
- Sleutelvergrendeling

Afmetingen (LxBxH) : 45x22x20