



Artikelnummer	140081ZW
Prijs excl. BTW	€ 250,42
Prijs incl. BTW	€ 303,01
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

De dokterstas Bollmann Visita heeft een verstelbare indeling.

De Bollmann Visita zorgt voor een stijlvol transport van uw medisch materiaal.

- Veel bergruimte door uniforme diepte van alle vakken.
- Vlakliggend kan de tas geheel geopend worden.
- Beide delen worden afgedekt door een transparante beschermplaat met magneetsluiting.
- Levering inclusief 2 inzetten voor totaal 74 ampullen. Dubbel handvat.
- Slijtvast leder of kunstleer.

Afmetingen (LxBxH): 42 cm x 18 cm x 29 cm