



Artikelnummer	140003Z
Prijs excl. BTW	€ 172,27
Prijs incl. BTW	€ 208,45
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Deze verpleegtas is praktisch en heeft een comfortabel ontwerp. Dankzij de interne lay-out van de honingraat kunt u snel het vereiste materiaal terugvinden.

Verpleegtas met interne structuur en meerdere vakken

Deze verpleegtas wordt vooral gebruikt bij verpleegkundigen. Doordat de interne structuur voorzien is van meerdere vakken, is het juiste verzorgingsmateriaal snel en gemakkelijk terug te vinden bij het bezoek van elke patiënt. De honingraat structuur kan u zelf indelen naar uw eigen wensen omdat de verdelers voorzien zijn van velcro. De tas heeft 2 zijvakken en 1 voor vak. Het voor vak is voorzien van verschillende onderdelen en elastische banden voor het opbergen van uw instrumenten.

Schoudertas - rugzakmodel of trolley

De verpleegtas heeft een gewatteerde handgreep met velcro sluiting. Bij de tas is een ook een stevige schouderriem meegeleverd. Door het eenvoudig bevestigen van de schouderriem kan de verpleegtas als schoudertas gedragen worden. In de tas zijn ook

nog 2 riemen verwerkt voor op de rug zodat u de mogelijkheid heeft om de verzorgingstas ook als rugzakmodel te dragen. De tas is eveneens voorzien om te gebruiken met een [trolley](#) (niet mee geleverd).

Kenmerken

- Individueel aanpasbaar interieur door gewatteerde tussenschotten met duurzaam en sterk velcro.
- Ruim voorvak met elastische banden en 2 extra opbergvakken.
- 2 transparante netzakjes.
- Vlak opbergvak voor clipboard of documenten.
- Isothermische ampullenhouder voor 41 ampullen.
- 2 zijvakken voor persoonlijke bezittingen.
- De 4 binnenwanden zijn voorzien van elastische banden voor fixatie van materiaal.
- Handvat, schouderriem en rugzak met individueel aanpasbare riemen.
- Vlak achter compartiment kan ook fungeren als band voor bevestiging op trolley (trolley niet meegeleverd).
- Beschermende Floor-Rest elementen onderaan de tas.
- Afmetingen: 50x25x31 cm.
- Capaciteit: 33,6 L.
- Gewicht: 2,23 kg.
- Materiaal: 1200D Polyester - wasbaar.
- Kleur: zwart of blauw.
- Maximaal aanbevolen inhoud gewicht: 12 kg.