

Fietsmand grijs in staal - vaste montage op bagagedrager - 42 x 33 x 20 cm

08/10/2025 20:37:56



Artikelnummer	140611
Prijs excl. BTW	€ 23,17
Prijs incl. BTW	€ 28,04
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Deze praktische en stijlvolle fietsmand is ideaal voor het vervoeren van uw verpleegtas / dokterstas. Fietsmand = fietsgeluk! Met deze mand kun je nét even iets meer meenemen op de fiets. Lekker op de fiets boodschappen doen, naar de markt gaan, naar uw patiënten of naar je werk. Met een fietsmand spring je gewoon vaker op de fiets. En geniet je van die kleine geluksmomenten die je alleen op de fiets meemaakt. Fietsgeluk noemt wij dat.

Smaakvolle en trendy fietsmand

De fietsmand is gemaakt van fijnmazig staal en biedt comfort tijdens het fietsen. Fiets je dagelijks naar uw patiënten en wil je niet onnodig met je tas sjouwen? Deze handige

mand helpt bij het comfortabel vervoeren van je tas. Niet alleen voor u als dokter of verpleegkundige is deze fietsmand een uitkomst, juist ook bij het doen van boodschappen kun je slim en veilig een volle boodschappentas meenemen op de fiets.

Eenvoudig te monteren met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal

De mand dien je achterop je bagage te monteren. Dit doe je gemakkelijk via het bijgeleverde bevestigingsmateriaal. Je bevestigt de fietsmand in lengterichting op je bagagedrager. Dankzij het verstevigde frame hoef je je over de kwaliteit geen zorgen te maken. Deze smaakvolle designmand is weerbestendig, ideaal natuurlijk als je fiets weleens langer buiten staat. Wil je een kijkje nemen naar andere modellen uit ons assortiment? Je treft deze [hier](#) aan op de website.

Eigenschappen van de fietsmand

- De mand bevestig je in lengterichting op de bagagedrager van je fiets. Dit doe je gemakkelijk met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal.
- Deze mand is ideaal voor het vervoeren van een verpleegtas/dokterstas of komt goed van pas bij het meenemen van een zware boodschappentas.
- De fietsmand is weerbestendig en beschikt verder over een verstevigd frame.
- Je kiest voor een smaakvolle designmand in het grijs. Een trendy fietsmand waarmee je zeker gezien mag worden.
- Past op alle bagagedragers ook elektrische fietsen.

Uitgebreide specificaties

- Positie op de fiets: Achterop
- Bevestiging op: Bagagedrager
- Materiaal: Staal
- Kleur: grijs
- Grofmazig / Fijnmazig: Fijnmazig
- Montage: Roestvrijstalen schroeven
- Inclusief bevestigingssysteem: Ja
- Afneembaar: Nee
- Handvat: Nee
- Diefstalbeveiliging: Nee
- Inclusief Deksel: Nee
- Inhoud fietsmand : 22 liter
- Gewicht: 1,4 kg

Afbeeldingen

