

Houten zorgbed met onrusthekken - Elektrisch verstelbaar hoog-laag (40- 80cm)

08/10/2025 19:07:54



Artikelnummer	150276
Prijs excl. BTW	€ 1.454,67
Prijs incl. BTW	€ 1.760,15
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Dit verzorgingsbed is specifiek ontwikkeld voor thuiszorgsituaties. De geoptimaliseerde lengte van de verschillende secties van het inlegraam vergroot het comfort van patiënten bij het rechtop in bed zitten en zorgt er daarnaast voor dat de schuif- en wrijvingskrachten worden verminderd. Dit zorgbed is een stijlvol model in beuken met een huiselijke uitstraling en zijn eenvoudig te transporteren en te (de)monteren.

Verminderde schuif- en wrijvingskrachten

De afmetingen van de verschillende secties van het inlegraam zijn onder andere op basis van antropometrische statistieken bepaald. Hierdoor ontstaan de volgende voordelen:

- Meer comfort wanneer de gebruiker rechtop zit

- Minder schuif- en wrijvingskrachten
- Minimaal risico op onderuit zakken bij het positioneren
- Geschikt voor kleinere en/of instabiele cliënten

Meer werk in minder tijd

Dit ziekenhuisbed is speciaal ontworpen voor eenvoudig transport in de veranderende werkomgeving en toenemende zorgzwaarte in thuissituaties. Het bed word geleverd met een speciale transportadapter, zodat het eenvoudig ingeklapt, verplaatst en opnieuw geïnstalleerd kan worden op verschillende locaties. Bijkomend voordeel is dat de (de)montage zonder het gebruik van gereedschap uitgevoerd kan worden en eventueel door één persoon.

Hoogte is niet langer een probleem

Het flexibele design van dit zorgbed staat toe dat het bed gemonteerd kan worden op een extra lage of juist hogere positie. Dit creëert een grote variëteit aan werkhoogten voor de verzorger en transferhoogtes voor de patiënt. Dit wordt mogelijk gemaakt door het unieke ontwerp van de bed-einden waardoor het inlegraam gemonteerd kan worden op zowel een hoge als een lage positie. Alle zijhekken voldoen aan de nieuwe veiligheidsnorm IEC 60601-2-52.

Een hoog laag bed met een huiselijk design

Dit verzorgingsbed biedt een aantrekkelijker, meer huiselijk design. De hoofd-/voeteneinden hebben afdekkappen deze passen precies over de bestaande bed einden en kunnen eenvoudig geplaatst en verwijderd worden. Op deze manier heeft uw bed een volledige houten look en beschikt over weggewerkte motoren. De afdekkappen kunnen zo vaak als u wilt ge(de)monteerd worden.

Technische specificaties:

- 4-delig inlegraam, IEC60601-2-52
- Houten zijhekken met 2 latten
- Houten afwerking hoofd-/voeteneind
- Standaard handbediening
- Elektrische rug- en knieverstelling
- Manuele onderbeenverstelling
- Trendelenburg en anti-trendelenburg
- Elektrisch hoog/laag 280-680 mm en 210-610 mm
- 50 mm wielen met stalen remmen
- 200 X 90 cm deelbaar in 2 delen
- Optreksysteem, in hoogte en diepte verstelbaar handvat
- Belastbaar gewicht 180 kg / Max. gebruikersgewicht 145 kg
- Exclusief matras (Zie hieronder om de bijhorende matras te bestellen)
- Afmetingen bed:

- Breedte: 40 cm
- Diepte: 104 cm
- Hoogte: 175 cm