



Artikelnummer	140004
Prijs excl. BTW	€ 64,84
Prijs incl. BTW	€ 78,46
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

EIFFEL Mini Medical Bag, De Boissy

De miniversie van de EIFFEL Medical Bag Chique en eenvoudig tegelijk, de EIFFEL mini tas doet denken aan de traditionele leren dokterstas. Dankzij de tweezijdige opening en de vele vakken/compartimenten kunnen alle medische apparatuur en diagnose-instrumenten die gezondheidswerkers nodig hebben gemakkelijk worden opgeborgen en bereikt. De gevlekte grijze polyester stof is sterk, duurzaam, waterafstotend en wasbaar, met reflecterende tape voor de veiligheid en YKK® ritsen voor de kwaliteit.

Kenmerken

- Een hoofdvak met 6 vakken en 1 verwijderbare klittenbandverdeler. De grote tweeweg rits opening geeft gemakkelijk toegang tot diagnostische instrumenten en verzorgingsmateriaal
- Een volledig te openen buikzak (31x15cm) met 2 opbergnetten met rits en 2 platte zakken aan één kant, en verschillende elastische lussen aan de andere kant om kleine medische benodigdheden op te bergen: pincet, schaar, pennenlamp, thermometer, verband, pennen, enz.
- Er zijn ook vier kleine externe zakken met rits en een andere aan de zijkant met een elastische band voor de fles hydroalcoholische gel die altijd gemakkelijk toegankelijk is.
- Sterke, gevoerde handgrepen en een verstelbare, gevoerde schouderriem
- Een naamplaatje voor eenvoudige identificatie van de tas
- Antislipbodem om wrijving en slijtage te verminderen
- Afmetingen B x H x D: 32 x 28 x 20 cm
- Gewicht: 0,95 kg
- Aanbevolen maximale inhoud: 4 kg / 15 liter
- Leeg verkocht

Afbeeldingen

