

# Nestlé Isosource 2.0 Protein Fibre Enterale sondevoeding - 500ml - 12 flessen

08/10/2025 15:39:25



|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Artikelnummer   | 4622K       |
| Prijs excl. BTW | € 84,30     |
| Prijs incl. BTW | € 102,00    |
| Voorraad        | op voorraad |

## Omschrijving

Nestlé Isosource 2.0 Protein Fibre is een enterale dieetvoeding met een vezelmix, ideaal voor patiënten met een verhoogde energie- en/of eiwitbehoefte of voor wie een noodzakelijke beperking van de vochtbehoefte heeft. Het is geschikt voor gebruik bij ondervoeding of risico op ondervoeding, en kan als enige voedingsbron dienen.

Belangrijkste kenmerken:

- Energierijk en eiwitrijk om aan de verhoogde voedingsbehoeften te voldoen
- Bevat oplosbare en onoplosbare vezels voor een gezonde spijsvertering
- Geschikt voor patiënten vanaf 3 jaar
- UHT gesteriliseerd voor lange houdbaarheid
- Verpakt onder beschermende atmosfeer voor verse levering

## Gebruik & bewaren:

- Goed schudden voor gebruik
- Ongeopend bewaren op een koele, droge plaats
- Na opening, maximaal 24 uur houdbaar in de koelkast
- Maximale toedientijd: 24 uur in een gesloten systeem; 8 uur na ontkoppeling van het systeem; 6 uur als overgegoten in een container of zak

## Dosering:

De benodigde hoeveelheid voeding is afhankelijk van het advies van de arts of diëtist. Dit product kan als enige voedingsbron dienen.