

Nestlé Isosource Protein Fibre

Enterale sondevoeding - 1000ml - 9 flessen

08/10/2025 17:47:10



Artikelnummer	4621K
Prijs excl. BTW	€ 70,29
Prijs incl. BTW	€ 85,05
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Nestlé Isosource Protein Fibre is een energierijke, eiwitrijke sondevoeding (1,3 kcal/ml) met 20% eiwitten en een balans van oplosbare en onoplosbare vezels (50:50). Dit maakt het geschikt voor patiënten met een verhoogde eiwitbehoefte en kan als enige voedingsbron worden gebruikt bij ondervoeding of risico op ondervoeding.

Belangrijkste kenmerken:

- Eiwitrijk (20% kcal) voor spierherstel en onderhoud
- Bevat oplosbare en onoplosbare vezels voor gezonde spijsvertering
- Geschikt voor patiënten vanaf 3 jaar
- UHT gesteriliseerd en verpakt onder beschermende atmosfeer
- Gebruik van een voedingspomp aanbevolen voor continue toevoer

Gebruik & bewaren:

- Goed schudden voor gebruik
- Ongeopend bewaren op een koele, droge plaats
- Na opening: bewaren in de koelkast en binnen **24 uur gebruiken

Dosering:

- 1500-2000 ml per dag als enige voedingsbron
- ~~500~~ 500 ml per dag als bijvoeding, volgens medische aanbeveling