

Nestlé Isosource Standard Fibre Enterale sondevoeding - 500ml - 12 flessen

08/10/2025 18:00:10



Artikelnummer	4612K
Prijs excl. BTW	€ 40,81
Prijs incl. BTW	€ 49,38
Voorraad	Nog slechts 7 op voorraad

Omschrijving

Nestlé Isosource Standard Fibre Enterale Sondevoeding is een volledige, isocalorische sondevoeding (1,0 kcal/ml) met 16% eiwitten en een balans van oplosbare en onoplosbare vezels (50:50). Dit maakt het geschikt voor patiënten met ondervoeding of risico op ondervoeding, en het kan als enige voedingsbron worden gebruikt.

Belangrijkste kenmerken:

- Eiwitrijk (16% kcal) voor herstel
- Bevat oplosbare en onoplosbare vezels voor een gezonde spijsvertering
- Glutenvrij en UHT gesteriliseerd
- Geschikt voor patiënten vanaf 3 jaar
- Gebruik onder medisch toezicht

- Aanbevolen via pomp voor continue toevoer

Gebruik & bewaren:

- Goed schudden voor gebruik
- Ongeopend bewaren op een koele, droge plaats
- Na opening: bewaren in de koelkast en binnen 24 uur gebruiken

Dosering:

- 1500-2000 ml per dag als enige voedingsbron
- $\leq$ 500 ml per dag als bijvoeding, volgens medische aanbeveling