



Artikelnummer	150260
Prijs excl. BTW	€ 31,04
Prijs incl. BTW	€ 37,56
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

Dit opblaasbare haarwasbekken heeft een groot volume en maakt veilig wassen van het haar mogelijk. Het haarwasbekken bestaat uit twee op elkaar liggende opblaasbare ringen met een halsuitsnijding. De afvoerslang met klep en klem leidt het waswater in een emmer. De slanglengte is 90 cm. Wordt geleverd met een pomp waarmee het haarwasbekken zowel manueel als met de voet kan opgepompt worden.

Binnenafmetingen

- lengte 33 cm
- breedte 24,5 cm
- hoogte 20 cm