



Patiëntenlift 135 kg tilkracht - elektrisch - oplaadbare batterij + standaard sling

08/10/2025 17:06:20



Artikelnummer	150238
Prijs excl. BTW	€ 1.644,01
Prijs incl. BTW	€ 1.989,25
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Elektrische patiëntenlift geschikt voor krappe ruimtes en vouwbaar uitermate geschikt voor thuiszorg.

Patiëntenlift Eclipse 135 kg tilkracht - elektrisch - oplaadbare batterij + tildoeek

Deze tillift heeft een draagvermogen tot 135kg en is uniek in zijn soort. De lift is vouwbaar, zeer wendbaar, compact en heeft toch een groot tilbereik. In minder dan één minuut is de lift opgevouwen of klaar voor gebruik. De Eclipse is uitermate geschikt voor thuiszorg situaties. Kwalitatief is dit een van de beste compacte, passieve tilliften die er te vinden zijn. Door zijn compacte onderstel kunt u makkelijk in krappe ruimtes binnen en

kan u ook vlotter onder een bed manoeuvreren. Het ontwerp en de kwaliteit van deze patiëntenlift garandeert comfort, veiligheid en betrouwbaarheid. Onder de Eclipse staan vier 100mm wielen waarvan er twee remmen hebben. Voor de tildoek is er keuze uit 3 maten: Small/Medium/Large. De maat van de tildoek kan u doorgeven via de bestelnotities. Dankzij de betrouwbare en kwalitatieve leverancier kunnen wij een uitstekende service leveren voor u en deze tillift. Voor allerhande [thuiszorg](#) hulpmiddelen kunt bij ons met een gerust hart terecht.

Compacte, vouwbare tillift, vooral geschikt voor thuiszorg

- Hoogte onderstel = 113 mm (L 95 x B 55 cm)
- Motor = 6000N
- Draagvermogen = 135 kg
- Eigen gewicht = 34,5 kg
- Elektrische motor (Linak)
- Inclusief batterij (2x24V) en 2 punts-tildoek.
- noodsituatieknop en mechanische 'anti-paniek' daling.
- Eclipse = opvouwbare tillift

Afbeeldingen

