

Verpleegtas voor fiets (bevestiging aan stuur) - Groen

08/10/2025 14:56:22



Artikelnummer	140600GR
Prijs excl. BTW	€ 59,43
Prijs incl. BTW	€ 71,91
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Multifunctionele Fietstas / Stuurtas / Verpleegtas om aan uw stuur te bevestigen -
Inhoud: 8 Liter - 32 x 12 x 23 cm Gedaan met het rondrijden en zoeken van een
parkeerplaats in stad, neem nu de fiets met deze praktische fietstassen.

Elegante hand-, schouder- en verpleegtas in èèn

Deze fietstas is een elegante hand-, schouder- en verpleegtas in èèn, met een stijlvolle
print. Deze fietstas is ideaal voor zowel werk als privé. Een fietstochtje naar het terras in
de stad of voor uw huisbezoek bij uw patiënten.

Stevige binnenvoering en een ritsvak

De fietstas heeft een stevige binnenvoering en een ritsvak met een inhoud van 8 liter.
Ruimte genoeg dus voor je dagelijkse benodigdheden of het opbergen van uw medisch
materiaal. Door het waterafstotende polyester blijven uw spullen droog tijdens een kleine

regenbui. De kunstlederen details zorgen voor een trendy uitstraling. Door de afneembare schouderriem, is de tas ook als schoudertas te dragen.

Eenvoudig afneembaar

De verpleegtas is eenvoudig afneembaar of vast te maken aan uw stuur met het klickfix systeem. Dit dankzij de voor gemonteerde KF adapter plaat op de tas. Het bevestigingssysteem Klickfix (niet mee geleverd) bevestigt u aan de stuurbocht van uw fietsstuur. De houder past ook op de meeste stadsfietsen, of dat nu dames- of herenfietsen zijn. [Klik hier om het bijhorende bevestigingssysteem Klickfix te bestellen voor deze fietstas.](#)

Eigenschappen

- Model: Stuurtas
- Dubbel of enkel: Enkel
- Geschikt voor: Elektrische fiets, stadsfiets, city-trekking fiets
- Activiteit: Boodschappen, eropuit, medisch, woon/werk
- Materiaal: Polyester
- Kleur: Blauw of groen
- Systeem: Geschikt voor klickfix systeem
- Ook te gebruiken als: Schoudertas
- Toepassing: Stuur
- Sluiting hoofdvak: Ritssluiting
- Waterbestendig: Spatwaterdicht
- Snelbinders mogelijk: Ja
- Afneembaar: Ja
- Handvat: Ja
- Draagcapaciteit: Max. 2,5 kg
- Garantie: 2 jaar
- Binnenvak: Ja