

# Verpleegtas voor fiets (bevestiging op bagagedrager) - Rode vijf

08/10/2025 16:35:33



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 140602VIJG                |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 62,74                   |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 75,92                   |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 1 op voorraad |

## Omschrijving

Fiets verpleegtas / Multifunctionele Fietstas / Verpleegtas voor aan uw bagagedrager  
Inhoud: 18 Liter - 44 x 17 x 31 cm Deze fiets verpleegtas is een trendy fietstas voor achterop met waterafstotend materiaal, bohemien print, rits en reflectiedetails. De fietsschoudertas is een enkele fietstas die er stijlvol uit ziet, maar ook nog eens erg makkelijk in gebruik is. De tas heeft een inhoud van 18 liter en de bohemien print zorgt voor een elegante uitstraling.

Stevige binnenvoering en binnenzak

De fietstas is voorzien van een binnenzak, stevige binnenvoering, kunstlederen details en een ritssluiting. Door het waterafstotende polyester blijft de inhoud van de tas droog bij een kleine regenbui. De reflectiedetails op beide kanten zorgen ervoor dat je beter zichtbaar bent in het donker. Deze verpleegtas is verkrijgbaar in 2 kleuren groen en blauw.

Door het Hook-On System is de tas geschikt voor vele bagagedragers (ook e-bike) en kun je hem eenvoudig aan je bagagedrager haken. Dit systeem is mooi weggewerkt met behulp van een apart ritsvakje. De tas beschikt over twee handvatten en een afneembaar schouderriem, waardoor je hem als schouder-, hand- en fietstas kan gebruiken. Een fietsrit naar de supermarkt of voor uw huisbezoek bij uw patiënt, deze fietstas maakt jouw look compleet en de fietsrit makkelijker.

Eigenschappen:

- Model: Achtertas
- Dubbel of enkel: Enkel
- Geschikt voor: Elektrische fiets, stadfiets, city-trekking fiets
- Activiteit: Boodschappen, eropuit, Medisch, woon/werk
- Materiaal: Polyester
- Kleur: Blauw of groen
- Systeem: Hook-On systeem
- Ook te gebruiken als: Schoudertas
- Toepassing: Bagagedrager
- Sluiting hoofdvak: Ritssluiting
- Voorvak(ken): Ja
- Waterbestendig: Spatwaterdicht
- Snelbinders mogelijk: Ja
- Afneembaar: Ja
- Handvat: Ja
- Draagcapaciteit: Max. 5 kg
- Garantie: 2 jaar
- Binnenvak: Ja